

ROUŠKA

Brání průniku mikroorganismů ZEVNITŘ VEN, jsou určeny k ochraně okolí.

Používáme TYP IIR, norma E 14683

RESPIRÁTOR

Brání průniku mikroorganismů (bakterií, sporů, virů, plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapénkových částic Z VENKU.

FFP - filtrační maska na tvář (FFP1, FFP2, FFP3), označení určuje různé koncentrace škodlivých látek v závislosti na celkovém úniku a filtraci, **velikosti částic do 0.6 mikrometrů.**

	FFP 1	FFP 2	FFP 3
Ochrana	Netoxické, nefibrogenní prach	Proti pevným a kapalným škodlivým prachům, kouřům, aerosolům	Jedovaté a zdraví škodlivé prachy, kouř, aerosol
Únik	25 %	11 %	5 %
Záchyt	80 %	94 %	99 %
Použití	Stavebnictví, potravinářský průmysl	Zdravotnictví, kovoprůmysl, hornictví	Prostředí kde, kde je překročena nejvyšší hodnota až 30x. Zdravotnictví, chemický průmysl.

NETKANÁ TEXTILIE

Používáme STERIKING PROWrap SMX-1 Blue Light.

Vysoká pevnost, ochranný filtr.

Norma 868-2:2017, ISO 11607-1:2019.

Propustnost 1,0 mikrometrů

